



dekubia Umlagerungsbett

dekubia Umlagerungsbett

Dekubitusprophylaxe durch Wechselentlastung

Dekubitus - eine schwerwiegende Folgeerscheinung bei bettlägerigen Patienten. Je nach Zustand des Betroffenen tritt dieses Phänomen oft schon nach kurzer Zeit auf und ist nur schwer behandelbar. So steht auch hier die Prävention sehr stark im Fokus.

Mit dem Sonder-Pflegebett **dekubia** bietet Mühle Müller Pflegebetten eine gute Chance, diesem Wundliegen entgegen zu wirken. Eine in bestimmtem Rhythmus über die Längsachse der Matratze in beide Richtungen stattfindende Kippbewegung entlastet wechselweise den Körper des Patienten. Somit wird die Gefahr des Wundliegens sehr stark reduziert.

Die Neigung der Liegefläche lässt sich individuell auf die Bedürfnisse des zu Pflegenden anpassen.

Die Steuerung über den Handschalter ermöglicht eine individuelle Kipp rhythmus-Einstellung von z.B. 30, 60 oder 90 Minuten.

Stufenlose Verstellung des **dekubia**



Lagerungswinkel links



gerade Liegefläche



Lagerungswinkel rechts

Umlagerung

- die Neigung der Liegefläche kann individuell eingestellt werden
- die Neigungswinkel lassen sich über den Handschalter programmieren
- individuelle Intervalle von 30, 60 und 90 Minuten sind auf die Bedürfnisse des zu Pflegenden einstellbar

Liegefläche

- hoher Liegekomfort durch 4-geteilte Holz- oder Stahlgitterliegeflächen
- elektrische Verstellung der Rücken-, Ober- und Unterschenkellehne über Handschalter
- Liegefläche 90 x 200 cm
andere Liegeflächenbreiten auf Anfrage möglich

Individualität

- andere Holzdekore auf Anfrage möglich
- Metallbeschichtung in anderen RAL-Farben

Design

- wohnliches und formschönes Design der Kopf- und Fußteile

durchgehende Seitengitter

Rollen

- 4-Rad-Zentralfeststellung

Einsatzbereiche

- in der Pflege zu Hause,
in Senioren- und Pflegeheimen,
Hospizen, Rehaeinrichtungen,
Kliniken und Altenheimen

dekubia



dekubia Umlagerungsbett

Dekubitusprophylaxe durch Wechselentlastung

Im Krankheitsfalle, gerade wenn es um die Gefahr des Wundliegens geht, ist meist ein schnelles Agieren erforderlich.

Das Sonder-Pflegebett **dekubia** ist durch seine Bauweise mit jeder Zimmereinrichtung kombinierbar und gleichzeitig jederzeit in Betrieb zu nehmen.

Mittels einer über den Handschalter einstellbaren Neigung bewegt sich die Liegefläche in einem bestimmten Neigungswinkel nach links und rechts bis zu einer maximalen Neigung von ca. 17°. Hierbei liegt die Gesamtentlastung des Körpers bei 75 Prozent, wodurch eine sehr starke Entlastung der jeweiligen Körperpartien erreicht werden kann.

Die Neigung der Liegefläche leistet einen entscheidenden Beitrag zur Dekubitusprophylaxe und zur Linderung bereits vorhandener Beschwerden. Die Rücken-, Ober- und Unterschenkellehne lässt sich elektrisch über den Handschalter verstellen.



Steuerung über den Handschalter ermöglicht das Einstellen der Liegeflächenneigung und kann auf Intervalle von 30, 60 und 90 Minuten eingstellt werden

Bequeme und sichere Lagerung im **dekubia** Umlagerungsbett



Lagerungswinkel links



gerade Liegefläche



Lagerungswinkel rechts




dekubia

dekubia Umlagerungsbett

Dekubitusprophylaxe durch Wechselentlastung

- Verbesserung des Liegens und Schlafens durch selbstständige Lagerung
- Vermeidung sowie Linderung von Dekubitusgeschwüren und Infektionsgefahren
- Vermeidung von Liegedruck
- Pneumonieprophylaxe, Atelektasen-Prophylaxe
- bessere Sekretentleerung, Drainagelagerung, sowie Belüftung aller Lungenareale
- bessere Lebensqualität durch Schmerzminderung
- bessere Verdauung
- vermindert bzw. vermeidet spastische Krankheitsbilder
- Kontrakturprophylaxe
- mindert Übelkeit und Erbrechen besonders bei neurologischen Patienten auf Wechseldruckmatratzen (sog. Seekrankheiten), keine Luftgeräusche durch Be- u. Entlüftung
- Risikoverringering der sog. "Lungenembolie" durch Tromboseprophylaxe

stufenlose Verstellung bis



Das **dekubia** Umlagerungsbett besitzt alle elektrischen Verstellungen wie ein herkömmliches Pflegebett:



Kopf- und Fußteilverstellung



Kopfteilverstellung



stufenlose Einstellungsmöglichkeit der Liegeflächen-Neigung
über präzise Mechanik und elektrischen Handschalter

dekubia

Sonderpflegebetten



Werner Mühle Metallverarbeitung GmbH & Co. KG
Boschstraße 6
35799 Merenberg

Telefon: +49 (0) 6471 - 51 65 00
Telefax: +49 (0) 6471 - 51 650 22

E-Mail: info@muehle-mueller.de
Internet: www.muehle-mueller.de

dekubia